

# INVAPALVELU OY

0400-686 801

invapalvelu@gmail.com

www.invapalvelu.fi

## PYÖRÄTUOLIN KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

**HANDI SECURE** pyörätuolin kiinnitysjärjestelmä soveltuu sähkö- ja manuaalipyörätuolin kiinnittämiseen henkilö- ja pakettiautossa.

Kiinnitysjärjestelmä on testattu kansainvälisen ISO 10542 standardin mukaisesti.

Pyörätuolin kiinnitysjärjestelmän on sovittava yleisimpiin markkinoilla oleviin pyörätuoleihin. Järjestelmän avulla on pystyttävä kiinnittämään pyörätuoli luotettavasti eri suunnista mahdollisesti tulevien voimien tai kiihtyvyyksien eliminoimiseksi.

Pyörätuoli ei saa normaaleissa liikenneolosuhteissa tällaisten voimien vaikuttaessa liikkua eteenpäin, taaksepäin eikä sivuttain tai ylöspäin.

**HS01** kiinnikesarja soveltuu reiitettyihin kiskoihin, joissa reikäväli on 25 mm.

Sarja sisältää 4 automaattista metallista kiinnitysrullaa pyörätuolille.

Matkustajalle on valittavissa joko lantiovyö tai 3-pistevyö, joka voi olla manuaalinen tai automaattikelalla varustettu.



**HS02** Sarja on kuten edellä mainittu, mutta rulla kiinnitetään lattian läpi pulttattavan kiinnityskiekon avulla. Vyövaihtoehdot samat kuin edellä.

Kiinnityskiekko voidaan kiinnittää helposti myös poikittaisiin lattiakiskoihin, kiskoihin pujotettavan M 10-kierrelattojen avulla.



### INVAPALVELU OY

Inva-autoilun asiantuntija

Markku Laulumaa 0400-686 801

Makasiinikatu 9 A 4, 90130 Oulu

invapalvelu@gmail.com

www.invapalvelu.fi

Valmistaja

 **Tuuloksen  
KORITUKKU**